

Unsere Monitore im Überblick



Monitor	M800 Pulsoximeter	GT9003C Patientenmonitor	MV6 Vitaldatenmonitor	M8500 Patientenmonitor	M9000A Patientenmonitor	MA5 Modularer Monitor mit Touchscreen
Abmessungen (mm)	58,5×123×28	190×105×45	180×240×170	258×210×180	318×264×152	422×213×362
Gewicht	< 200 g	1,5 kg	3,0 kg	3,5 kg	4,5 kg	6 kg
Display	2,4" Farb-OLED Display mit Drehfunktion	3,5" Farb-LCD und LED	7" Farb-LCD	8" Farb-LCD	12,1" Farb-LCD	12" Farb-LCD mit 3,5" Transportmonitor
Standardkonfiguration	SpO ₂	EKG, SpO ₂ , NIBP, TEMP	SpO ₂ , NIBP	EKG, SpO ₂ , NIBP, TEMP	EKG, SpO ₂ , NIBP, TEMP	EKG, SpO ₂ , NIBP, TEMP
Netzwerkverbindung Monitor-Computer ¹	✗	✓	✓	✓	✓	✓
Fernbettfunktion Monitor-Monitor-Verbindung	✗	✗	✗	✓	✓	✓
Option: Seitenstrom EtCO ₂	✗	✗	✓	✓	✓	✓
Option: Nellcor™ SpO ₂ ²	✓	✗	✓	✓	✓	✓
Option: Seitenstrom Anästhesie- Gas-Modul für CO ₂ , N ₂ O, O ₂ , HAL, ISO, ENF, SEV, DES	✗	✗	✗	✓	✓	✓
Option: Thermodrucker ³	✗	✗	✓	✓	✓	✓
Preis € zzgl. MwSt. für Standardkonfiguration	€245,00 (3 AA Batterien) €320,00 (Ladegerät/Akku)	€936,00	€890,00⁴	€1.190,00	€1.590,00	€3.575,00
Preis € zzgl. MwSt. für Standard- konfiguration inkl. Option	EKG (3-adrig): €449,00		LoFlo™: €1.890,00	LoFlo™: €2.610,00 ISA™: €6.210,00	LoFlo™: €2.880,00 ISA™: €6.880,00	CO₂: €4.815,00 AG: €9.900,00



Preise gültig
ab 01.11.11

¹ Um diese Funktion nutzen zu können benötigen Sie eine zusätzliche Software. Bitte fragen Sie uns nach der passenden Lösung.

² Möchten Sie einen Monitor mit Nellcor™ Oximax SpO₂, addieren Sie €300,00 zum Preis des Monitors.

³ Möchten Sie einen Monitor mit Thermodrucker, addieren Sie €200,00 zum Preis des Monitors.

⁴ Der MV6-Monitor kann auf Wunsch mit einem Touchscreen ausgestattet werden. Bitte addieren Sie €200,00 zum Preis des Monitors.