

Preise: SpO₂ Sensoren für Erwachsene, Kinder und Babys


Fingersensor für Erwachsene, ab 40 kg
Längen: 0,9 m und 3,0 m
Kabelmaterial: PVC



Fingersensor für Kinder, 10-40 kg
Längen: 0,9 m und 3,0 m
Kabelmaterial: PVC






Soft-Tip Fingersensor, Längen: 0,9 m und 3,0 m
Drei Größen: Erwachsene ab 40 kg, Kinder 10-40 kg und Babys 1-10 kg
Kabelmaterial: TPU










Ohrclip-Sensor oder Sensor für Tierzungen
Längen: 0,9 m und 3,0 m
Kabelmaterial: TPU



Alle Preise inkl. gesetzlicher MwSt.

DATEX - 3,0 m Komplettkabel mit Sensor und Stecker zum Monitor					
Monitor-Modell	Art-Nr.	Sensor	Preis €	Stecker	Belegung
Cardiocap I, II	DAT-SA101PV	Erwachsene	78,54		
Capnomac 5	DAT-SA101PU	Erwachsene, Soft-Tip	83,78		
Capnomac Ultima	DAT-SP101PV	Kinder	83,78		
Capnomac Light	DAT-SP101PU	Kinder, Soft-Tip	86,39		
Oscar II, Oscar II OSP-200	DAT-SI101PU	Babys, Soft-Tip	86,39		
	DAT-SE101PU	Ohr-/Zungen-Sensor	94,25		
DATEX - 0,9 m Kabel, Sensor mit Stecker zum Verbindungskabel					
Monitor-Modell	Art-Nr.	Sensor	Preis €	Stecker	Belegung
Cardiocap I, II	DAT-SA203PV	Erwachsene	57,12		
Capnomac 5	DAT-SA203PU	Erwachsene, Soft-Tip	59,50		
Capnomac Ultima	DAT-SP203PV	Kinder	59,50		
Capnomac Light	DAT-SP203PU	Kinder, Soft-Tip	64,26		
Oscar II, Oscar II OSP-200	DAT-SI203PU	Babys, Soft-Tip	64,26		
	DAT-SE203PU	Ohr-/Zungen-Sensor	69,02		
DATEX - 2,4 m Verbindungskabel zwischen Sensor und Monitor					
Monitor-Modell	Art-Nr.	Beschreibung	Preis €	Stecker	Belegung
Cardiocap I, II Capnomac 5 Capnomac Ultima Capnomac Light Oscar II, Oscar II OSP-200	DAT-C01	10pin-DB9	69,02		

GE - 3,0 m Komplettkabel mit Sensor und Stecker zum Monitor					
Monitor-Modell	Art-Nr.	Sensor	Preis €	Stecker	Belegung
Eagle 1000, 3000, 4000	GE-SA104PV	Erwachsene	78,54		
Dash 2000, 3000, 4000	GE-SA104PU	Erwachsene, Soft-Tip	83,78		
Solar 8000	GE-SP104PV	Kinder	83,78		
TRAM 451, 451 N, 851	GE-SP104PU	Kinder, Soft-Tip	86,39		
	GE-SI104PU	Babys, Soft-Tip	86,39		
	GE-SE104PU	Ohr-/Zungen-Sensor	94,25		
GE - 0,9 m Kabel, Sensor mit Stecker zum Verbindungskabel					
Monitor-Modell	Art-Nr.	Sensor	Preis €	Stecker	Belegung
Eagle 1000, 3000, 4000	GE-SA203PV	Erwachsene	59,50		
Dash 2000, 3000, 4000	GE-SA203PU	Erwachsene, Soft-Tip	64,26		
Solar 8000	GE-SP203PV	Kinder	64,26		
TRAM 451, 451 N, 851	GE-SP203PU	Kinder, Soft-Tip	69,02		
	GE-SI203PU	Babys, Soft-Tip	69,02		
Nellcor kompatibel	GE-SE203PU	Ohr-/Zungen-Sensor	73,78		
GE - 2,4 m Verbindungskabel zwischen Sensor und Monitor					
Monitor-Modell	Art-Nr.	Beschreibung	Preis €	Stecker	Belegung
Eagle 1000, 3000, 4000	GE-C01	10pin-DB9	69,02		 
Dash 2000, 3000, 4000					
Solar 8000					
TRAM 451, 451 N, 851					

MINDRAY - 3,0 m Komplettkabel mit Sensor und Stecker zum Monitor					
Monitor-Modell	Art-Nr.	Sensor	Preis €	Stecker	Belegung
VS800	MIN-SA129PV	Erwachsene	80,33		
MEC-1000, MEC-1200	MIN-SA129PU	Erwachsene, Soft-Tip	83,30		
PM9000	MIN-SP129PV	Kinder	83,30		
iPM9800	MIN-SP129PU	Kinder, Soft-Tip	92,23		
	MIN-SI129PU	Babys, Soft-Tip	92,23		
	MIN-SE129PU	Ohr-/Zungen-Sensor	98,18		
MINDRAY - 0,9 m Kabel, Sensor mit Stecker zum Verbindungskabel					
Monitor-Modell	Art-Nr.	Sensor	Preis €	Stecker	Belegung
VS800	MIN-SA203PV	Erwachsene	58,79		
MEC-1000, MEC-1200	MIN-SA203PU	Erwachsene, Soft-Tip	63,31		
PM9000	MIN-SP203PV	Kinder	63,31		
iPM9800	MIN-SP203PU	Kinder, Soft-Tip	65,57		
	MIN-SI203PU	Babys, Soft-Tip	65,57		
Nellcor kompatibel	MIN-SE203PU	Ohr-/Zungen-Sensor	72,35		
MINDRAY - 2,4 m Verbindungskabel zwischen Sensor und Monitor					
Monitor-Modell	Art-Nr.	Beschreibung	Preis €	Stecker	Belegung
VS800	MIN-C01	6pin-DB9	49,98		 
MEC-1000, MEC-1200					
PM9000					
iPM9800					