

Eigenschaften und Anwendungen:

Der feuchte Traumaverband besteht aus einem längsdehnbaren Baumwollträgergewebe, das mit einem kühlenden Gel beschichtet ist. Hierbei handelt es sich um eine Hydro-kolloidmatrix in die Calciumalginate eingelagert ist. Die gute Verträglichkeit erlaubt ein Anbringen der Binde direkt auf die Haut. Außerdem ermöglicht die Dehnbarkeit des Trägermaterials ein faltenfreies Anlegen.

Dieser Traumaverband wird als kühlender, halbstarrer Stütz- und Entlastungsverband bei Erkrankungen oder Verletzungen des Stütz- und Halteapparates angewendet, z. B. Verstauchungen, Verrenkungen, Zerrungen, Prellungen, Sehnenscheideentzündungen, Muskelfaserrisse und zum Abbau posttraumatischer Ödeme im Gelenkbereich.

Der Verband ist bei peripheren, arteriellen Verschlusskrankheiten, dekompensierter Herzinsuffizienz, superinfizierten Wunden, Venenentzündungen (septischer Phlebitis) und tiefen Beinvenenthrombosen (Phlegmasia coerulea dolens) **nicht anzuwenden**.

**VAROnat****Traumaverband****Beschreibung:**

VAROnat ist ein längsdehnbarer, feuchter Halbstarverband der als Stützverband für traumatische Verletzungen der Gelenke, Bänder, Sehnen und Muskeln eingesetzt wird. Dehnbar über 60%, zeichnet sich der Verband durch eine hohe Lagenhaftung aus. Die kühlende Wirkung mindert den Juckreiz und reduziert Hautirritationen und macht diese Binde angenehm und verträglich.

Materialzusammensetzung:
Baumwolle 100%

Artikel-Nr.	Größe	PZN	PE	AEP €
910506	5 m x 6 cm	1159754	10 Stück	36,80
910508	5 m x 8 cm	1159872	10 Stück	43,00
910510	5 m x 10 cm	1159903	10 Stück	57,39
910706	7 m x 6 cm	1159932	10 Stück	48,90
910708	7 m x 8 cm	1160065	10 Stück	63,85
910710	7 m x 10 cm	1160088	10 Stück	65,20
911010	10 m x 10 cm	1160094	10 Stück	81,35