

Eigenschaften und Anwendungen:

VAROnat starr wird als Halbstarrverband über schwer heilenden Wunden, dauerhafter Kompressionsverband (für Ulcus cruris) oder stabiler Stützverband eingesetzt.

Die Binde wird über eine nicht verklebende Wundaufgabe mit etwa vier sich überschneidenden Lagen zirkulär angelegt. Durch Aufweichen mit handwarmen Wasser kann der Verband leicht abgenommen werden.

Der Verband ist bei peripheren, arteriellen Verschlusskrankheiten, dekompensierter Herzinsuffizienz, superfizierten Wunden, Venenentzündungen (septischer Phlebitis) und tiefen Beinvenenthrombosen (Phlegmasia coerulea dolens) **nicht anzuwenden**.

**VAROnat starr**

starre Alginatbinde

Beschreibung:

VAROnat starr ist eine starre Alginatbinde aus 100% Viskose, die aufgrund ihrer Imprägnierung mit einer cremigen Calciumalginatpaste eine hohe Bindungskapazität für Wundsekrete aufweist.

Materialzusammensetzung:
Viskose 100%

Artikel-Nr.	Größe	PZN	PE	AEP €
920510	5 m x 10 cm	1160148	10 Stück	58,90
920710	7 m x 10 cm	1160154	10 Stück	70,45
921010	10 m x 10 cm	1160160	10 Stück	86,30