

## VAROlymph F

feuchtes Lymphdrainage-Set

### Beschreibung:

**VAROlymph F** ist eine elastische Feuchtbandage die zur Nachbehandlung nach Lymphmassagen bei Lymphödemen eingesetzt wird. Die aufgetragene Calciumalginatepaste mit ihrer kühlenden und hautfreundlichen Rezeptur kommt Patienten mit vorgeschädigter Haut entgegen. Mit einer Dehnbarkeit von mehr als 50% besteht ein gutes Verhältnis zwischen hohem Arbeitsdruck und niedrigem Ruhedruck.

**VAROlymph F** wird als Set mit dem nötigen Supportmaterial für Arm, Unterschenkel und Bein angeboten.

Die feuchten Lymphdrainage-Sets soll bei peripheren, arteriellen Verschlusskrankheiten, dekompensierter Herzinsuffizienz, septischer Phlebitis und Phlegmasia coerulea dolens nicht angewendet werden.



### Abmessungen:

Box 20 cm x 25 cm

Verbandstoffe	Set I Arm	Set II Unterschenkel	Set III Bein
Alginate (Menge)	5 m x 4 cm (2)	5 m x 4 cm (1)	5 m x 4 cm (1)
	7 m x 6 cm (1)	5 m x 6 cm (1)	7 m x 6 cm (1)
	7 m x 8 cm (2)	7 m x 8 cm (2)	7 m x 8 cm (2)
		10 m x 10 cm (1)	10 m x 10 cm (2)
Schaumstoff	10 x 10 cm (2)	10 cm x 10 cm (2)	10 cm x 10 cm (4)
Trikotschlauch	Größe 3 (1)	Größe 3 (1)	Größe 3 (1)
Tape	5 m x 4 cm	5 m x 4 cm	5 m x 4 cm
<b>Artikel-Nr.</b>	940001	940002	940003
<b>PE</b>	1 Set	1 Set	1 Set
<b>PZN</b>			
<b>AEP €</b>	28,40	30,80	49,95