

**VAROcast P**

**Starrer Verband aus Polyestergewebe**

**Beschreibung:**

**VAROcast P** ist ein synthetischer Castverband mit polyurethan beschichtetem Polyestergewebe. Er ist sehr leicht anzulegen, zu modellieren und ist nach ca. 30 Minuten belastbar.

**VAROcast P** wird bei einer starken Immobilisation (Brüche der Arme und Beine) angewendet und dabei über einen bereits angelegten Trikotschlauch zirkulär angebracht.

Die Binde ist einzeln in einer Aluminiumschutzfolie verpackt.



**Materialzusammensetzung:**  
Polyestergewebe

Artikel-Nr.	Größe	PZN	PE	AEP €
843675	3,6 m x 7,5 cm	1159458	10 Stück, weiß	69,50
843610	3,6 m x 10 cm	1159719	10 Stück, weiß	83,40
853675	3,6 m x 7,5 cm	1159731	10 Stück, blau	69,50
853610	3,6 m x 10 cm	1159748	10 Stück, blau	83,40