


## VAROmull fein

leichte Fixierbinde

### Beschreibung:

**VAROmull fein** ist eine hochelastische, weiße Mullfixierbinde mit feiner Struktur zur leichten Fixierung aller Art (Wundauflagen etc.). Leicht, weich und luftdurchlässig sind sie angenehm zu tragen.

**VAROmull fein** ist mit festen Rändern gewebt und widerstandsfähig gegen Salben.



**Abmessungen:**  
Länge 4 m  
Breiten 4, 6, 8, 10, 12 cm

**Materialzusammensetzung:**  
Polyamid 60%  
Zellwolle 40%

Artikel-Nr.	Größe	PZN	PE	AEP €
110404	4 m x 4 cm		20 Stück	8,00
110406	4 m x 6 cm		20 Stück	9,60
110408	4 m x 8 cm		20 Stück	12,00
110410	4 m x 10 cm		20 Stück	13,60
110412	4 m x 12 cm		20 Stück	16,00

Artikel-Nr.	Größe	PZN	PE	AEP €
120404	4 m x 4 cm		20 Stück, cello	8,80
120406	4 m x 6 cm		20 Stück, cello	11,20
120408	4 m x 8 cm		20 Stück, cello	12,80
120410	4 m x 10 cm		20 Stück, cello	15,20
120412	4 m x 12 cm		20 Stück, cello	17,60

Artikel-Nr.	Größe	PZN	PE	AEP €
130406	4 m x 6 cm		100 Stück	44,00
130408	4 m x 8 cm		100 Stück	56,00
130410	4 m x 10 cm		100 Stück	64,00
130412	4 m x 12 cm		100 Stück	76,00