

## VAROmull krepp

leichte gekreppte Fixierbinde

### Beschreibung:

**VAROmull krepp** ist eine hochelastische, weiße Mullfixierbinde mit gekreppter Struktur für Fixierungen jeder Art und Größe.

Durch ein spezielles Webverfahren wird die Binde leicht und angenehm und sitzt auch nach längerem Tragen glatt und faltenfrei. Gewebte feste Kanten garantieren der mit Polyamidfasern und Zellwolle hergestellte Binde Luftdurchlässigkeit.

**VAROmull krepp** ist autoklavierbar und widerstandsfähig gegen Salben.



#### Abmessungen:

Länge 4 m  
Breiten 4, 6, 8, 10, 12 cm

#### Materialzusammensetzung:

Polyamid 30%  
Zellwolle 70%

Artikel-Nr.	Größe	PZN	PE	AEP €
140404	4 m x 4 cm		20 Stück	6,00
140406	4 m x 6 cm		20 Stück	7,20
140408	4 m x 8 cm		20 Stück	9,00
140410	4 m x 10 cm		20 Stück	10,20
140412	4 m x 12 cm		20 Stück	12,00

Artikel-Nr.	Größe	PZN	PE	AEP €
150404	4 m x 4 cm		20 Stück, cello	7,20
150406	4 m x 6 cm		20 Stück, cello	8,40
150408	4 m x 8 cm		20 Stück, cello	9,60
150410	4 m x 10 cm		20 Stück, cello	11,40
150412	4 m x 12 cm		20 Stück, cello	13,20

Artikel-Nr.	Größe	PZN	PE	AEP €
160406	4 m x 6 cm		100 Stück	33,00
160408	4 m x 8 cm		100 Stück	42,00
160410	4 m x 10 cm		100 Stück	48,00
160412	4 m x 12 cm		100 Stück	57,00