

## VAROideal

## bunte dauerelastische Idealbinde

### Beschreibung:

**VAROideal** ist eine dauerelastische Idealbinde mit kurzem Zug.

Die Binde ist porös, atmungsaktiv und hautfreundlich und liefert eine dauerhafte Kompression bei einer Elastizität von ca. 75%.



**Abmessungen:**  
Länge 5 m  
Breiten 6, 8, 10, cm

**Materialzusammensetzung:**  
88% Baumwolle  
11% Polyamid  
1% Polyurethan

Artikel-Nr.	Größe	PZN	PE	AEP €
220506	5 m x 6 cm		10 Stück, blau	20,14
220508	5 m x 8 cm		10 Stück, blau	25,75
220510	5 m x 10 cm		10 Stück, blau	32,30
230506	5 m x 6 cm		10 Stück, gelb	20,14
230508	5 m x 8 cm		10 Stück, gelb	25,75
230510	5 m x 10 cm		10 Stück, gelb	32,30
240506	5 m x 6 cm		10 Stück, grün	20,14
240508	5 m x 8 cm		10 Stück, grün	25,75
240510	5 m x 10 cm		10 Stück, grün	32,30
250506	5 m x 6 cm		10 Stück, rot	20,14
250508	5 m x 8 cm		10 Stück, rot	25,75
250510	5 m x 10 cm		10 Stück, rot	32,30