


VAROhaft fein

kohäsive Fixierbinde

Beschreibung:

VAROhaft fein hat eine feine glatt gewebte Struktur die mit fließendem Naturgummi beschichtet wird. Diese Beschichtung bewirkt ein Kleben der Binde untereinander, verhindert jedoch ein Ankleben an der Haut. Sie ist luftdurchlässig und hautverträglich.

VAROhaft fein ist besonders für die Fixierung der Gelenke und konischer Körperteile geeignet.



Abmessungen:
Längen 4, 20 m
Breiten 4, 6, 8, 10, 12 cm

Materialzusammensetzung:
Polyamid 54%
Baumwolle 46%

Artikel-Nr.	Größe	PZN	PE	AEP €
412004	20 m x 4 cm		1 Stück, weiß	3,09
412006	20 m x 6 cm		1 Stück, weiß	4,02
412008	20 m x 8 cm		1 Stück, weiß	5,01
412010	20 m x 10 cm		1 Stück, weiß	6,03
412012	20 m x 12 cm		1 Stück, weiß	7,02

Artikel-Nr.	Größe	PZN	PE	AEP €
410404	4 m x 4 cm		1 Stück, weiß	1,02
410406	4 m x 6 cm		1 Stück, weiß	1,20
410408	4 m x 8 cm		1 Stück, weiß	1,44
410410	4 m x 10 cm		1 Stück, weiß	1,68
410412	4 m x 12 cm		1 Stück, weiß	1,89

VAROhaft fein

kohäsive Fixierbinde

Beschreibung:

VAROhaft fein hat eine feine glatt gewebte Struktur die mit fließendem Naturgummi beschichtet wird. Diese Beschichtung bewirkt ein Kleben der Binde untereinander, verhindert jedoch ein Ankleben an der Haut. Sie ist luftdurchlässig und hautverträglich.

VAROhaft fein ist besonders für die Fixierung der Gelenke und konischer Körperteile geeignet.



Abmessungen:

Längen 20, 4 m
Breiten 6, 8, 10 cm

Materialzusammensetzung:

Polyamid 54%
Baumwolle 46%

Artikel-Nr.	Größe	PZN	PE	AEP €
422006	20 m x 6 cm		1 Stück, blau	5,73
422008	20 m x 8 cm		1 Stück, blau	6,93
422010	20 m x 10 cm		1 Stück, blau	7,68
420406	4 m x 6 cm		1 Stück, blau	1,43
420408	4 m x 8 cm		1 Stück, blau	1,71
420410	4 m x 10 cm		1 Stück, blau	1,91
432006	20 m x 6 cm		1 Stück, gelb	5,73
432008	20 m x 8 cm		1 Stück, gelb	6,93
432010	20 m x 10 cm		1 Stück, gelb	7,68
430406	4 m x 6 cm		1 Stück, gelb	1,43
430408	4 m x 8 cm		1 Stück, gelb	1,71
430410	4 m x 10 cm		1 Stück, gelb	1,91
442006	20 m x 6 cm		1 Stück, grün	5,73
442008	20 m x 8 cm		1 Stück, grün	6,93
442010	20 m x 10 cm		1 Stück, grün	7,68
440406	4 m x 6 cm		1 Stück, grün	1,43
440408	4 m x 8 cm		1 Stück, grün	1,71
440410	4 m x 10 cm		1 Stück, grün	1,91
452006	20 m x 6 cm		1 Stück, rot	5,73
452008	20 m x 8 cm		1 Stück, rot	6,93
452010	20 m x 10 cm		1 Stück, rot	7,68
450406	4 m x 6 cm		1 Stück, rot	1,43
450408	4 m x 8 cm		1 Stück, rot	1,71
450410	4 m x 10 cm		1 Stück, rot	1,91