

VAROhaft krepp

kohäsive gekreppte Fixierbinde

Beschreibung:

VAROhaft krepp haftet durch eine besondere Naturgummibeschichtung nur auf sich selbst und nicht auf der Haut.

Durch ihre kohäsive Eigenschaften wird eine hohe Wirtschaftlichkeit erzielt und gleichzeitig ein dauerhafter Sitz gewährleistet. Die Binden sind luftdurchlässig und hautverträglich.



Abmessungen:

Längen 4, 20 m
Breiten 4, 6, 8, 10, 12 cm

Materialzusammensetzung:

Polyamid 27%
Zellwolle 27%
Baumwolle 46%

Artikel-Nr.	Größe	PZN	PE	AEP €
512004	20 m x 4 cm		1 Stück, weiß	3,18
512006	20 m x 6 cm		1 Stück, weiß	4,17
512008	20 m x 8 cm		1 Stück, weiß	5,19
512010	20 m x 10 cm		1 Stück, weiß	6,18
512012	20 m x 12 cm		1 Stück, weiß	7,20

Artikel-Nr.	Größe	PZN	PE	AEP €
510404	4 m x 4 cm		1 Stück, weiß	0,96
510406	4 m x 6 cm		1 Stück, weiß	1,14
510408	4 m x 8 cm		1 Stück, weiß	1,32
510410	4 m x 10 cm		1 Stück, weiß	1,50
510412	4 m x 12 cm		1 Stück, weiß	1,68

VAROhaft krepp

kohäsive gekreppte Fixierbinde

Beschreibung:

VAROhaft krepp haftet durch eine besondere Naturgummibeschichtung nur auf sich selbst und nicht auf der Haut.

Durch ihre kohäsive Eigenschaften wird eine hohe Wirtschaftlichkeit erzielt und gleichzeitig ein dauerhafter Sitz gewährleistet. Die Binden sind luftdurchlässig und hautverträglich.

Abmessungen:

Längen 20, 4 m
Breiten 6, 8, 10 cm

Materialzusammensetzung:

Polyamid 27%
Zellwolle 27%
Baumwolle 46%



Artikel-Nr.	Größe	PZN	PE	AEP €
522006	20 m x 6 cm		1 Stück, blau	5,73
522008	20 m x 8 cm		1 Stück, blau	6,93
522010	20 m x 10 cm		1 Stück, blau	7,68
520406	4 m x 6 cm		1 Stück, blau	1,43
520408	4 m x 8 cm		1 Stück, blau	1,71
520410	4 m x 10 cm		1 Stück, blau	1,91
532006	20 m x 6 cm		1 Stück, gelb	5,73
532008	20 m x 8 cm		1 Stück, gelb	6,93
532010	20 m x 10 cm		1 Stück, gelb	7,68
530406	4 m x 6 cm		1 Stück, gelb	1,43
530408	4 m x 8 cm		1 Stück, gelb	1,71
530410	4 m x 10 cm		1 Stück, gelb	1,91
542006	20 m x 6 cm		1 Stück, grün	5,73
542008	20 m x 8 cm		1 Stück, grün	6,93
542010	20 m x 10 cm		1 Stück, grün	7,68
540406	4 m x 6 cm		1 Stück, grün	1,43
540408	4 m x 8 cm		1 Stück, grün	1,71
540410	4 m x 10 cm		1 Stück, grün	1,91
552006	20 m x 6 cm		1 Stück, rot	5,73
552008	20 m x 8 cm		1 Stück, rot	6,93
552010	20 m x 10 cm		1 Stück, rot	7,68
550406	4 m x 6 cm		1 Stück, rot	1,43
550408	4 m x 8 cm		1 Stück, rot	1,71
550410	4 m x 10 cm		1 Stück, rot	1,91