

VAROcryl

**längselastische Pflasterbinde
LATEXFREI**

Beschreibung:

VAROcryl ist eine längselastische, hautfarbene Kompressionsbinde mit porösem, atmungsaktiven Polyacrylatkleber. Mit einem Träger aus Baumwollgarnen zeigt er sich hypoallergen und textilelastisch mit einer Dehnung bis 70%.

VAROcryl kann sowohl zur Verhütung der Thrombose und Embolie bei bettlägerigen Patienten, als auch als funktionelle oder Entlastungsverbände bei Verletzungen von Muskeln, Bändern, Gelenken oder nach Frakturen eingesetzt werden.



Abmessungen: Länge 2,5 m, Breiten 6, 8, 10 cm

Artikel-Nr.	Größe	PZN	PE	AEP €
742506	2,5 m x 6 cm		1 Stück	6,90
742508	2,5 m x 8 cm		1 Stück	8,30
742510	2,5 m x 10 cm		1 Stück	9,75

VAROstretch

**längs- und querelastische Pflasterbinde
LATEXFREI**

Beschreibung:

VAROstretch ist eine längs- und querelastische selbstklebende Kompressionsbinde. Die hautfarbene, poröse und atmungsaktive Binde sorgt mit einem hypoallergenen Polyacrylatkleber für einen rutschfesten und faltenfreien Sitz. Die Basis aus Baumwollgarnen garantiert eine textilelastische Längs- und Querdehnbarkeit zwischen 30 und 60%.

Materialzusammensetzung: Baumwolle 100%

Artikel-Nr.	Größe	PZN	PE	AEP €
752506	2,5 m x 6 cm		1 Stück	7,10
752508	2,5 m x 8 cm		1 Stück	8,40
752510	2,5 m x 10 cm		1 Stück	9,80