

VAROplast

**Stark klebende Pflasterbinde
LATEXFREI**

Beschreibung:

VAROplast ist eine längselastische poröse atmungsaktive Kompressionsbinde mit hoher Klebekraft auf Zinkoxid-Kautschukkleber-Basis. Die hautfarbene Binde mit bis zu 70% Dehnung wird als elastische Klebebinde für dauerhafte Kompressionsverbände, Stütz- und Entlastungsverbände des Bewegungsapparates eingesetzt.



Abmessungen:

Länge 2,5 m
Breiten 6, 8, 10 cm

Materialzusammensetzung:

Baumwolle 100%

Artikel-Nr.	Größe	PZN	PE	AEP €
762506	2,5 m x 6 cm		1 Stück	7,60
762508	2,5 m x 8 cm		1 Stück	9,25
762510	2,5 m x 10 cm		1 Stück	10,95

VAROstretch zink

**Längs- und querelastische Pflasterbinde
LATEXFREI**

Beschreibung:

VAROstretch zink ist eine bi-elastische Pflasterbinde beschichtet mit zinkoxidhaltigem-Kautschuk-Kleber. Die hautfarbene Binde mit bis zu 70% Dehnung wird als elastische Klebebinde für dauerhafte Kompressionsverbände, Stütz- und Entlastungsverbände des Bewegungsapparates eingesetzt.



Abmessungen:

Länge 2,5 m
Breiten 6, 8, 10 cm

Materialzusammensetzung:

Baumwolle 100%

Artikel-Nr.	Größe	PZN	PE	AEP €
772506	2,5 m x 6 cm		1 Stück	6,85
772508	2,5 m x 8 cm		1 Stück	8,15
772510	2,5 m x 10 cm		1 Stück	9,55