

VAROgrip

Kompressionsschlauchverband

Beschreibung:

VAROgrip ist ein hochelastischer Kompressionsschlauchverband mit gleichmäßiger Druckwirkung. Durch seine einfache und zeitsparende Anwendung, erleichtert er die Handhabung und garantiert ein sicheren Sitz. In dieser rundgewebten Bandage sorgen die eingesetzten Materialien für gleichbleibende Kompressionen. Auch für Dessault- und Gilchristverbände.

VAROgrip ist neben der Standardfarbe weiß auch in Hautfarbe erhältlich und ist wasch- und sterilisierbar.



Abmessungen:

Länge 10 m
Spenderbox

Materialzusammensetzung:

Baumwolle 82%
Polyamid 9%
Lycra 9%

Artikel-Nr.	Anwendung	Gr.	cm	PZN	PE	AEP €
071001	Kinderarme, Füße	A	4,00		1 Stück	26,00
071002	Kleine Hände	B	6,25		1 Stück	36,00
071003	Hände, Füße, Arme	C	6,75		1 Stück	40,96
071004	Arme, Beine	D	7,50		1 Stück	46,80
071005	Beine, Knie	E	8,75		1 Stück	50,96
071006	Oberschenkel, Knie	F	10,00		1 Stück	58,16
071007	große Oberschenkel	G	12,00		1 Stück	68,88
071008	kleine Körper	J	18,00		1 Stück	100,40
071009	mittlere Körper	K	22,00		1 Stück	118,24
071010	große Körper	L	32,50		1 Stück	167,04