

VAROnet

Netzschlauchverband

Beschreibung:

VAROnet ist ein elastischer Netzschlauchverband für Verbandfixierungen jeglicher Art. Er kann druck- und faltenfrei angelegt werden, verursacht keine Einschnürungen oder Stauungen und erleichtert die Wund-Inspektion. Rundgewebt, weitmaschig und hochelastisch wird er in verschiedenen Größen angeboten.

VAROnet ist laufmaschenfest und kann an jeder Stelle in jede Richtung geschnitten werden.

Abmessungen:

Länge 25 m
Spenderbox

Materialzusammensetzung:

Polyamid 75%
Lycra 25%



Artikel-Nr.	Anwendung	Größe	PZN	PE	AEP €
092501	Finger, einzeln	A1		1 Stück	13,10
092502	Mehrere Finger, kl. Hand	A		1 Stück	19,10
092503	Hand, Arm, Fuß	B		1 Stück	21,50
092504	Kleiner Rumpf, Kopf	C		1 Stück	41,20
092505	Rumpf, gr. Oberschenkel	D		1 Stück	57,90
092506	Übergrößen Rumpf	E		1 Stück	60,50