

## VAROtube

## Schlauchverband

### Beschreibung:

**VAROtube** wird als Fixierbandage oder als Unterlage für Gipsverbände, selbstklebende Binden, sowie Zinkleimverbände verwendet.

**VAROtube** ist ein rundgestrickter sehr elastischer Schlauchverband, der auf das dreifache seiner Größe ausgedehnt werden kann. Die Verbände sind leicht anzulegen, sitzen faltenfrei, rutschfest und sind luftdurchlässig. Vier verschiedene Materialien stehen zur Auswahl. Hautirritationen treten nicht auf.



### Abmessungen:

Länge 20 m  
Spenderbox

### Materialzusammensetzung:

Baumwolle 67%  
Zellwolle gebleicht ohne optischen Aufheller 33%

Artikel-Nr.	Anwendung	Größe	Breite	PZN	PE	AEP €
082001	Fingerverband	01	1,5		1 Stück	5,05
082002	großer Fingerverband	12	2,5		1 Stück	7,10
082003	Hände und Arme	34	4,0		1 Stück	8,90
082004	Arme, Beine, Kopf	56	6,0		1 Stück	13,30
082005	Kopf, Oberschenkel	78	8,0		1 Stück	15,60
082006	Körperverband	T	10,0		1 Stück	18,65
082007	Rümpfe groß	T	16,0		1 Stück	28,55