

VAROtubex

Trikotschlauchverband

Beschreibung:

VAROtubex ist ein rundgestrickter, variabler Schlauchverband mit eingestrickten, farbigen Lycrafäden. Der Trikotschlauch lässt sich auf ein vielfaches seiner Breite dehnen und verengt sich sehr schnell auf seine ursprüngliche Größe zurück. Er ist längs- und querelastisch belastbar und kommt insbesondere bei starren und halbstarren Verbänden als Hautschutz zum Einsatz.

Er ist einfach anzulegen, sicher zu tragen, luftdurchlässig und widerstandsfähig gegen Salben.



Abmessungen:

Länge 20 m
Spenderbox

Materialzusammensetzung:

Viskose 92%
Polyamid 3%
Lyca 5%

Artikel-Nr.	Größe	Anwendung	PZN	PE	AEP €
061001	1	kleine Extremitäten		1 Stück	12,06
061002	2	medium Extremitäten		1 Stück	14,07
061003	3	große Extremitäten		1 Stück	17,28
061004	4	Köpfe und kleine Rumpfe		1 Stück	29,55
061005	5	Rumpfe		1 Stück	37,65