

VAROuniversal

Universalbinde

Beschreibung:

VAROuniversal ist eine elastische Binde zum Fixieren, Entlasten und Stützen. Auch leichte Schienen- und Kompressionsverbände können mit dieser luftdurchlässigen Universalbinde gefertigt werden. Alle Binden sind auch cellophaniert lieferbar und werden rohweiß mit oder ohne Verbandklammern geliefert.

Materialzusammensetzung:

Baumwolle 64%
Polyamid 36%

Abmessungen:

Länge 5 m
Breiten 6, 8, 10, 12, 15 cm

Elastizität: 70%



Artikel-Nr.	Größe	PZN	PE	AEP €
310506	5 m x 6 cm		10 Stück	16,03
310508	5 m x 8 cm		10 Stück	20,71
310510	5 m x 10 cm		10 Stück	26,32
310512	5 m x 12 cm		10 Stück	31,35
310515	5 m x 15 cm		10 Stück	39,52

Artikel-Nr.	Größe	PZN	PE	AEP €
320506	5 m x 6 cm		10 Stück, cello	17,11
320508	5 m x 8 cm		10 Stück, cello	19,47
320510	5 m x 10 cm		10 Stück, cello	24,78
320512	5 m x 12 cm		10 Stück, cello	28,09
320515	5 m x 15 cm		10 Stück, cello	31,54