

VAROuniversal krepp

gekreppte Universalbinde

Beschreibung:

VAROuniversal krepp wird für komprimierende Wund-, Stütz- und Entlastungsverbände eingesetzt. Sie ist eine mit festen Rändern versehene elastische Binde die auch nach längerem Tragen und mehrmaligem Waschen nicht an Dehnbarkeit oder Elastizität verliert. Aufgrund ihrer Krepptstruktur sitzt sie auch an viel bewegten Gelenken fest ohne zu verrutschen. Der hohe Baumwollgehalt macht die Binde hautfreundlich, luftdurchlässig und dauerhaft elastisch. Sie ist sterilisierbar.



Elastizität: 110%

Abmessungen:

Längen 5 m
Breiten 6, 8, 10, 12, cm

Materialzusammensetzung:

Baumwolle 69%
Polyamid 29%
Polyurethan 2%

Artikel-Nr.	Größe	PZN	PE	AEP €
330506	5 m x 6 cm		10 Stück	16,15
330508	5 m x 8 cm		10 Stück	20,90
330510	5 m x 10 cm		10 Stück	26,51
330512	5 m x 12 cm		10 Stück	31,54

Artikel-Nr.	Größe	PZN	PE	AEP €
340506	5 m x 6 cm		10 Stück, cello	19,35
340508	5 m x 8 cm		10 Stück, cello	25,31
340510	5 m x 10 cm		10 Stück, cello	30,86
340512	5 m x 12 cm		10 Stück, cello	38,35