

Anwendung:

Diese Zinkleimbinden werden als Kompressionsverbände bei phlebologischen Erkrankungen (z. B. chronischer Venenschwäche wie Ulcus cruris venosum, Venenödemen, Thrombophlebitis und Phlebothrombose) eingesetzt. Außerdem werden Zinkleimbinden als halbstarre Stütz- und Entlastungsverbände bei Erkrankungen oder Verletzungen des Stütz- und Halteapparates (Verstauchungen, Verrenkungen, Zerrungen, Prellungen, Sehnenscheidenentzündungen, Weiterbehandlung nach Gipsverbänden und Abbau posttraumatischer Ödeme) angewendet.

Die Zinkleimbinden sind **nicht anzuwenden** bei peripheren, arteriellen Verschlusskrankheiten, dekompensierter Herzinsuffizienz, septischer Phlebitis und Phlegmasia coerulea dolens



VAROzink bielast

Bielastische Zinkleimbinde

Beschreibung:

VAROzink bielast ist längs und quer dehnbar bis 50-60%. Die Binde bietet ein niedriger Ruhe- und hohen Arbeitsdruck sowie eine hohe Lagenhaftung.

Materialzusammensetzung:

Polyamid 30%
Zellwolle 70%

Artikel-Nr.	Größe	PZN	PE	AEP €
721005	5 m x 10 cm	0984278	10 Stück	53,86
721007	7 m x 10 cm	1116354	10 Stück	64,12
721010	10 m x 10 cm	1116472	10 Stück	81,29

VAROzink starr

Starre Zinkleimbinde

Beschreibung:

VAROzink starr ist eine starre Zinkleimbinde mit Zellwolle als Trägermaterial. Er wird für halbstarre Kompressions- oder Stützverbände eingesetzt.

Die Verpackung in Aluminiumschutzfolie verhindert ein frühzeitiges Austrocknen.

Materialzusammensetzung:

Zellwolle 100%

Artikel-Nr.	Größe	PZN	PE	AEP €
731005	5 m x 10 cm	1117253	10 Stück	53,19
731007	7 m x 10 cm	1117336	10 Stück	62,37
731010	10 m x 10 cm	1117394	10 Stück	81,95