

Anwendung:

Diese Zinkleimbinde wird zur Kompressionstherapie bei Ulcus cruris, als dauerhafter Kompressionsverband bei der Behandlung chronischer Veneninsuffizienz der tiefen und oberflächlichen Venen, als Nachbehandlung nach Thrombosen und Ödemen, als Stütz- und Entlastungsverband im orthopädischen Bereich und als Verband über chronischen Ekzemen und Dermatitis verwendet.

Die Zinkleimbinde ist **nicht anzuwenden** bei arteriellen Verschlusskrankheiten und Diabetikern mit fortgeschrittener Gefäßerkrankung.



VAROzink elast

Elastische Zinkleimbinde mit D-Panthenol

Beschreibung:

VAROzink elast ist eine elastische Zinkleimbinde mit 55% Dehnbarkeit für Kompressions- und Stützverbände. Eine Zellwolle/Polyamid-Trägerstruktur garantiert eine hohe Lagenhaltung.

Das feuchtigkeitsregulierende D-Panthenol erhöht den Tragekomfort und vermindert unangenehme Nebenwirkungen wie Juckreiz und Kratzen auf der Haut.

Materialzusammensetzung:
Zellwolle 70%
Polyamid 30%

| Artikel-Nr. | Größe | PZN | PE | AEP € |
|-------------|--------------|---------|----------|-------|
| 711005 | 5 m x 10 cm | 0983155 | 10 Stück | 52,40 |
| 711007 | 7 m x 10 cm | 0983675 | 10 Stück | 63,72 |
| 711010 | 10 m x 10 cm | 0984189 | 10 Stück | 78,64 |
| 710805 | 5 m x 8 cm | 0984203 | 10 Stück | 41,35 |
| 710807 | 7 m x 8 cm | 0984249 | 10 Stück | 53,19 |
| 710810 | 10 m x 8 cm | 0984261 | 10 Stück | 76,94 |